



Cadeira de Podologia Automática - Sublime

Sublime 

Cadeira de Podologia
POD 02

Diversas cores



Cadeira de Podologia Automática – Sublime Master

Descrição:

- Cadeira de Podologia Automática;
- Encosto largo e anatômico;
- Suporta até 200 kg;
- Através do pedal é possível controlar a altura da cadeira, a inclinação do encosto, a movimentação das pernas (que são individuais), luminária e exaustor;
- Acompanha mocho, luminária com exaustor e duas bandejas;
- Estrutura robusta em ferro fundido;
- Utiliza quatro motores para realização dos movimentos;
- Braço direito com abertura para facilitar a entrada/saída do cliente.

Diversas opções de cores!

Redes Sociais - Dentscler



@dentscler



dentscler_



dentscler

