



# Contra Ângulo Intra com refrigeração

CAI 01CR



**Contra Ângulo Intra com Refrigeração** confeccionado em alumínio anodizado, sendo assim, o material é leve e de fácil assepsia com refrigeração. Seu sistema de encaixe tipo Intra (universal), permite acoplamento em diversas peças de quaisquer marcas do mesmo sistema.

Peça de baixo ruído e de fácil manuseio com troca de brocas através de chave localizada atrás da cabeça da peça.

Engrenagens com transmissão 1:1, com ângulo de 20° entre o longo eixo e o pescoço da cabeça.

Acoplável a micro motores de sistema Intra e permite giro livre de 360°.

Corpo metálico com tratamento superficial anti-reflexo.

## O PRODUTO ACOMPANHA

- Estojo para acondicionamento da peça;
- Mini lubrificante de 10ml;
- Mangueira de silicone 15cm;
- Manual de instruções e certificado de garantia.

Registro Anvisa Nº: 10328690023

Redes Sociais - Dentscler



@dentscler



dentscler\_



dentscler

