



Equipo Cart 04 Pontas

EQP 04

Projetado dentro de modernos conceitos ergonômicos, permite **total mobilidade dentro do consultório**. Leve e estável em virtude dos materiais nele utilizados, proporciona produtividade sem fadiga. Sua bandeja em aço inox é ampla e permite a colocação de instrumental de uso constante, bem como a manipulação de materiais dentários. As mangueiras tipo Oblate, sem cantos ou estrias, permitem uma perfeita desinfecção. São leves e não provocam tensão, mesmo durante longos períodos.

O Equipo Cart 04 Pontas possui 04 terminais de série, sendo 01 terminal com seringa tríplice e 03 terminais Borden (para Alta ou Baixa Rotação) e suporta até 06 os instrumentos, com opcionais (que são: Micro motor elétrico, Fotopolimerizador, e Ultrassom), bem como os mecanismos que permitem que estes instrumentos funcionem. Estes instrumentos ativos, normalmente chamados de peças de mão, utilizam para o seu funcionamento, líquido para refrigeração (água), ar comprimido e eletricidade.

- Equipo tipo cart com base móvel sobre quatro rodízios duplo, base e coluna com linhas arredondadas.
- **Reservatório de água** translúcido e de fácil assepsia.
- **Caixa de ligação** do equipo com a unidade auxiliar.
- **Bandeja e puxador** removíveis e autoclaváveis.
- **Pedal** único, pneumático e acionamento progressivo para o comando das peças e mão.
- **Dimensões:** 60x60x60cm



Registro Anvisa Nº: 10328690035

Redes Sociais - Dentscler



@dentscler



dentscler_



dentscler

