



Trefina Coletora de Osso

Acessórios > Implante e Cirurgia
SKU: TRE 57



Trefina Coletora de Osso Dentscler para contra ângulos.

- Confeccionada em aço inox 440c, material altamente durável e resistente.
- Autoclavável a 135°C;
- Possui demarcação de profundidade de 2mm, 4mm, 6mm, 8mm e 10mm.

Possui sistema de fresa interna que tritura o osso ao perfurar e capa removível para coleta do material triturado. Desse modo, é ideal para remoção de blocos para enxertos já triturados.

Obs.: Diâmetro interno de 7.0mm

Registro N°: 10328690029

Redes Sociais - Dentscler



@dentscler



dentscler_



dentscler

